


Реконденсатор HeRL45




Гелиевый Реконденсатор предназначен для ожижения или реконденсации гелия из заливных гелиевых криостатов.

Производительность:

- Ожижает ≥ 45 л/сутки гелия с комнатной температуры
- Реконденсирует ≥ 80 л/сутки гелия из криостата

Характеристики:

- Работает на трех криокулерах PT415
- Меньше чем 2 часа между запуском и началом производства жидкого гелия
- Высокая надежность и длительный межсервисный интервал ($>20\ 000$ часов)
- Инновационная высокоэффективная конструкция (**запатентованная**)
- Поставляется в собранном виде для простоты установки
- Потребляет 30 кВт в час



Присоединительные размеры:

Линия возврата жидкого гелия	<u>Стандартный:</u> \varnothing 19.05 мм (3/4") <u>На заказ:</u> возможно изготовление в соответствии с требованиями заказчика
Подключение регулятора температуры	Через 10-контактный электрический разъем
Установочные отверстия	10 отв. 5/16-18 UNC - 2В глубиной 8.51 мм (0.335") на диаметре 304.8 мм (12.0") *См. чертеж Реконденсатора HeRL45 (вид снизу)
Размеры	См. чертеж Реконденсатора HeRL45

Масса и размеры упаковки:

Ящик 1 (Реконденсатор):	Деревянный ящик
Масса	273 кг (600 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	213 x 122 x 125 см (84 x 48 x 49 дюймов)
Упаковка 2, 3 и 4 (Компрессоры, каждый)	
Масса	375 кг (825 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	122 x 102 x 150 см (48 x 40 x 59 дюймов)