

Спецификация

Реконденсатор РТ410

Производительность	Сжижает ≥ 10 л/сутки гелия с комнатной температуры; реконденсирует ≥ 18 литр/день гелия из криостата
Время выхода на режим	Меньше чем 4 часа между запуском и началом производства жидкого гелия
Линия возврата жидкого гелия	<u>Стандартный</u> : $\varnothing 12.7$ мм (0.50 дюймов) <u>На заказ</u> : возможно изготовление в соответствии с требованиями заказчика
Подключение регулятора температуры	Через 10-контактный электрический разъем
Установочные отверстия	8 x 5/16-18 UNC – 2В; глубиной 8,5 мм (0.335 дюймов) *См. чертеж реконденсатора РТ410 (вид снизу)
Масса (с криоголовкой РТ410)	34 кг (75 lb)
Размеры	См. чертеж реконденсатора РТ410
<u>Масса и размеры упаковки</u>	Деревянный ящик
Ящик 1 (Реконденсатор)	
Масса	118 кг (260 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	175 x 109 x 92 см (69 x 43 x 36 дюймов)
Ящик 2 (Компрессор)	
Масса	229 кг (505 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	122 x 102 x 97 см (48 x 40 x 38 дюймов)
Дополнительное оборудование	
<u>Стенд для реконденсатора</u>	
Масса (с пустой балластной цистерной)	57 кг (125 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	92 x 81 x 244 см (36 x 32 x 96 дюймов)
Балластная цистерна (объем жидкости)	114 л (30 Гал)
<u>Масса и размеры упаковки</u>	Деревянный ящик
Ящик 1 (Основание)	
Масса	118 кг (260 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	122 x 102 x 96.5 см (48 x 40 x 38 дюймов)
<u>Ящик 2 (Главная стойка)</u>	
Масса	113.5 кг (250 lb)
Размеры (Д x Ш x В)	244 x 30.5 x 30.5 см (96 x 12 x 12 дюймов)